

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SILANO

CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS
2. FINALIDAD PREVISTA
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. MODO DE EMPLEO
6. ADVERTENCIAS

1. CARACTERÍSTICAS

- El SILANO es un material monocomponente que se utiliza para promover la adhesión entre resinas orgánicas y porcelana.
- Se aplica después de grabar con ácido fluorhídrico la porcelana.
- Para obtener los resultados deseados, la superficie de porcelana que desea grabar deberá estar completamente seca y libre de humedad residual antes de la aplicación del Silano

2. FINALIDAD PREVISTA

- Facilitar el enlace entre el composite y otras resinas orgánicas a la porcelana

3. CLASIFICACIÓN

- Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

- SILANO KIT
- 4 jeringas de 1,2 ml.
- 8 cánulas aplicadoras

5. MODO DE EMPLEO

- Siga cuidadosamente las instrucciones del KIT DE PREPARACIÓN DE PORCELANA para grabar la superficie de porcelana. Enjuague y seque.
- Aplique DRY RITE, agente de secado, sobre la superficie para asegurar que el secado haya sido perfecto. Cualquier humedad residual afectará negativamente la adhesión.
- Coloque la aguja en la jeringa de SILANO y aplique el SILANO sobre la superficie de porcelana tratada.
- Déjelo secar durante un minuto. Si no se ha secado en ese tiempo, utilice aire limpio y seco con presión ligera. Tape inmediatamente la jeringa de SILANO.
- A fin de controlar la calidad del aire, haga una prueba sobre la superficie de un espejo dental.
- Si aparecen marcas o gotitas de agua, no deberá usarse este aire para el procedimiento.
- Mantenga un campo limpio y seco y aplique cemento dual para el cementado.

6. ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar entre 27-5 °C
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad.