

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ZUCRINO FLOW

### CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS
2. FINALIDAD PREVISTA
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS

#### 1. CARACTERÍSTICAS

- ZUCRINO Flow Es una pasta universal fluida de fotopolimerización.

#### 2. FINALIDAD PREVISTA

- Composite microhíbrido para restauración directa de cavidades clase III, IV, V. Así como también para reparaciones estéticas, coronas y puentes provisionales, y defectos de márgenes en el esmalte.

#### 3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase IIa.

#### 4. PRESENTACIÓN

- ZUCRINO Flow Composite Microhíbrido color A1 jeringa 2 g
- ZUCRINO Flow Composite Microhíbrido color A2 jeringa 2 g
- ZUCRINO Flow Composite Microhíbrido color A3 jeringa 2 g
- ZUCRINO Flow Composite Microhíbrido color A3.5 jeringa 2 g

#### 6. MODO DE EMPLEO

- Preparación:
  - Sostenga la jeringa en posición vertical y retire la tapa girándola en sentido izquierdo.
  - Conecte de forma rápida y segura la punta dispensadora a la jeringa girándola en el sentido derecho.
  - Tenga cuidado de no apretar demasiado la punta dispensadora. Esto podría dañar su tornillo. Para garantizar una conexión firme, asegúrese de que las roscas estén libres de material.
- Selección de color: limpiar el diente con piedra pómez y agua. La selección del tono debe realizarse antes del aislamiento. Seleccionar el tono apropiado de entre los 4 tonos: A1, A2, A3 y A3.5.
- Preparación de la cavidad: prepare la cavidad utilizando técnicas estándar. Seque con aire libre de aceite. Se recomienda el dique de goma para aislar el diente de contaminación con saliva, sangre o líquido del surco.  
NOTA: para el recubrimiento pulpar, utilice OCTOCANAL.
- Tratamiento de adhesión: para adherir el esmalte y/o dentina, utilice un sistema de adhesivo fotopolimerizable.
- Colocación del composite fluido:
  - Retire la tapa de la jeringa para colocar la punta dispensadora.

**-NOTA:** antes de introducir el material de la jeringa en la cavidad, asegúrese de comprobar lo siguiente:

- La punta dispensadora está firmemente sujeta a la jeringa
- Cualquier posible aire en la punta dispensadora se elimina empujando suavemente hacia adelante con la punta apuntando hacia arriba hasta que el material llegue a la abertura de la punta.

-Coloque la punta dispensadora lo más cerca posible de la cavidad preparada y empuje lentamente. Alternativamente, dispense el material sobre una almohadilla de mezcla y transfíralo a la cavidad utilizando un instrumento adecuado. NOTA:

- Si está obstruida retire la punta dispensadora y extraiga una pequeña cantidad de material directamente de la jeringa.
- Minimizar la exposición a la luz ambiental. La luz ambiental puede acortar el tiempo de manipulación
- Después del uso, retire y deseche inmediatamente la punta dispensadora y cierre herméticamente la jeringa con la tapa.

➤ Fotopolimerización: (Luz halógena o LED con una intensidad mínima de 400mW/cm<sup>2</sup> en el rango de 400-500 nm). Fotopolimerice el composite durante 30 segundos lo más cerca posible de la superficie.

➤ Tiempo de irradiación y profundidad efectiva de curado:

A1, A2, A3 ..... 1,5 nm  
A3.5 ..... 2 nm

## 7. ADVERTENCIAS

➤ ZUCRINO Flow contiene ciertos metacrilatos y otros ingredientes que pueden causar irritación o sensibilidad en algunos individuales.

➤ En caso de contacto en el tejido bucal o la piel, retirar inmediatamente con una esponja o algodón empapado con alcohol. Enjuague con agua. Para evitar el contacto, se puede utilizar un dique de goma y/o manteca de cacao para aislar el campo de operación de la piel o el tejido bucal.

➤ En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con agua y buscar atención médica.

➤ Tenga cuidado de evitar la ingestión del material.

➤ No mezclar con productos similares.

➤ Las puntas dispensadoras son para un solo uso. Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, no reutilice la punta dispensadora. La punta dispensadora no se puede esterilizar en un autoclave ni con productos químicos.

➤ Use guantes de plástico o goma durante la operación para evitar