

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHAS MOUTHGUARD

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD PREVISTA
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. MODO DE EMPLEO
6. ADVERTENCIAS

1. CARACTERISTICAS

- PLANCHAS termoplásticas transparentes y flexibles para máquinas de vacío.
- Todas ellas son copolímeros inertes y atóxicos aceptados como aptos por la legislación sanitaria de EE.UU. (F.D.A.)
- No contienen látex.

2. FINALIDAD PREVISTA

- Planchas para férulas de blanqueamiento, fluorización o bien retenedores de ortodoncia (Mouthguard 1, 1.5, 2 mm).
- Planchas para férulas de blanqueamiento (2mm), fluorización, coronas y protectores placas bruxistas (Mouthguard 3mm) y bucales deportivos (boxeadores 4,5 o 6 mm)

3. CLASIFICACIÓN

- Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Plancha Mouthguard 1mm (0.040 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 1,5 mm (0.060 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 2 mm (0.080 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 3 mm (0.120 pulgadas) caja con 12 unidades

5. MODO DE EMPLEO

- Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac , Econovac, tray vac, machine III
- Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacío elegida.

6. ADVERTENCIAS

- Para la limpieza de laminados recomienda un lavado periódico con un jabón líquido suave y un cepillo blando, seguido por un enjuague en un enjuague bucal con sabor agradable para eliminar el sabor jabón.
- Almacenar las planchas en lugares bien ventilados y con la humedad adecuada.
- El polímero fundido en la piel puede causar quemaduras térmicas.